

## Антитело Кролика Моноклональное Против Г-Тубулина Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23258

Артикул: CM0006268



### введение

Моноклональное антитело кролика, направленное против  $\gamma$ -Тубулина (TUBG1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с Human, Mouse, Rat. Необходимо для исследований нуклеации микротрубочек и centrosом.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | $\gamma$ -Тубулин кролика mAb                                                                                                                |
| Примечания/Псевдоним      | TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; $\gamma$ -Тубулин                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                      |
| ID гена (Человек)         | 7283                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 231-451 человеческого $\gamma$ -Тубулина (P23258) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                         |
| SWISS                     | P23258                                                                                                                                       |
| Молекулярный вес белка    | 51кДа                                                                                                                                        |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                               |