

Кроличья Поликлональная Антитело Против Г-Тубулина Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P23258

Артикул: CM0029482



введение

Кроличья поликлональное антитело против γ -тубулина, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на гамма-тубулин, ключевой компонент γ -тубулинового кольцевого комплекса (γ TuRC), участвующий в нуклеации микротрубочек и функции centrosomes.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	γ -Tubulin Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulin
Вид	Человек
ID гена	7283 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 382-451 человеческого γ -тубулина (NP_001061.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23258
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	В ледяном пакете