

Поликлональное Антитело Кролика Против Ghd 7.1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q0D3B6

Артикул: CM0021514

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на Ghd 7.1 (PRR37) *Oryza sativa*, репрессор времени цветения. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к рису. Полезно для исследований фотопериодического цветения и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против Ghd 7.1
Примечания/Алиасы	HD2; DTH7; PRR37; OsPRR37; Ghd 7.1
Вид	<i>Oryza sativa</i> (Рис посевной)
GeneID	4344399
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 Ghd 7.1 <i>Oryza sativa</i> (Q0D3B6)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i> (Рис)
SWISS	Q0D3B6
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	В пакете со льдом