

Поликлональные Антитела Против Ghd7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - E5Rqa1

Артикул: CM0023505

введение

Кроличьи поликлональные антитела против фактора транскрипции риса GHD7, валидированные для WB и ELISA. Нацелены на ключевой репрессор цветения в условиях длинного дня, подходят для изучения регуляции сроков цветения у *Oryza sativa*.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GHD7 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Ghd7; GHD7
Вид	Oryza sativa
ID гена	107276161
Иммуноген	Рекомбинантный белок Oryza sativa GHD7
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	E5RQA1
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом