


Моноклональное Антитело Против Ghrh Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P01286

Артикул: CM0005710



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого GHRH (соматолиберина). Валидировано для WB и ELISA; это антитело реагирует с белком массой 12 кДа. Подходит для исследований секреции гормона роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GHRH Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GRF; INN; GHRF; GHRH
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2691
ID гена	2691
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого GHRH. (NP_066567.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01286
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	С ледяным пакетом