


## Поликлональное Антитело Против Ghrh Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P01286

Артикул: CM0028920



### введение

Кроличье поликлональное антитело против GHRH, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Реагирует с GHRH (соматолиберином) человека, мыши, крысы. Идеально для исследований секреции гормона роста.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb против GHRH                                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | GRF; INN; GHRF; GHRH                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                           |
| Gene ID (Человек)                  | 2691                                                                                                              |
| Gene ID                            | 2691                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 GHRH человека (NP_066567.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                              |
| SWISS                              | P01286                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 12 кДа                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                 |