


Поликлональное Антитело Против Ghrhr Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - Q02643

Артикул: CM0030643



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GHRHR (рецептор гормона, высвобождающего гормон роста). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования в области сигналинга и дефицита гормона роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GHRHR Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GRFR; GHRFR; IGHD4; IGHD1B; GHRHR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2692
ID гена	2692
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого GHRHR (NP_000814.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02643
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом