

Поликлональное Антитело Против Ghrl Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Ubu3

Артикул: CM0018591



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого GHRL (грелина). Валидировано для ВБ и ИФА. Идеально подходит для изучения регуляции аппетита, секреции гормона роста и функции желудка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GHRL Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	MTLRP; GHRL
Вид	Человек
ID гена (человек)	51738
ID гена	51738
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-117 человеческого GHRL (NP_057446.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBU3
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом