

Анти-Ghsr Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92847

Артикул: CM0023714



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого GHSR (рецептор грелина). Подходят для вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для исследований регуляции аппетита и секреции гормона роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GHSR кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GHDP; GHSR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2693
ID гена	2693
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GHSR (NP_940799.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q92847
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом