

Кроличье Поликлональное Антитело К Гиантина Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q14789

Артикул: CM0021295

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому гиантину (GOLGB1, Q14789). Валидировано для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Нацелено на мембранный белок аппарата Гольджи массой ~376 кДа, участвующий в образовании интерцистернальных поперечных мостиков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к гиантину
Примечания/Алиасы	GCP; GCP372; GOLIM1; Giantin
Вид	Человек
GeneID	2804
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1123-1302 человеческого гиантина (NP_004478.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14789
Молекулярная масса белка	376 кДа
Доставка	Холодовой пакет