

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Gid1A Для Вестерн-Блоттинга (Wb) - Q9Маа7

Артикул: CM0024230



введение

Кроличьи поликлональные антитела против рецептора гиббереллина GID1A (ATCXЕ10) *Arabidopsis thaliana*. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходят для изучения сигнального пути GA, роста и развития растений. Иммуноген: синтетический пептид в пределах аминокислот 50-150.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GID1A кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	ATGID1A, GA INSENSITIVE DWARF1A, T12H1.8, T12H1_8, GID1A
Вид	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	819674
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 GID1A (NP_187163.1) <i>Arabidopsis thaliana</i>
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9MAA7
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом