


Кроличья Поликлональная Антитела Против Gif Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P27352

Артикул: CM0021733



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против GIF, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирующие с белками человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения абсорбции кобаламина и исследований, связанных с внутренним фактором.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GIF Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	GIF; IF; IFMH; INF; TCN3; желудочный внутренний фактор
Вид	Человек
GeneID (человек)	2694
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-417 человеческого GIF (NP_005133.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27352
Молекулярная масса белка	42кДа/45кДа
Условия доставки	В пакете со льдом