


## Анти-Gif/Внутренний Фактор Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P27352

Артикул: CM0029743



### введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого GIF (Внутренний фактор), валидированный для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Подходит для исследований всасывания кобаламина и слизистой оболочки желудка.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | GIF кролик pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | IF; GIF; INF; IFMH; TCN3                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| ID гена (Человек)         | 2694                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-300 человеческого GIF (NP_005133.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                     |
| SWISS                     | P27352                                                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 45кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                                     |