

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Gigyf2 Для Wb, Elisa — Q6Y7W6

Артикул: CM0015494



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-GIGYF2, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований трансляционной репрессии, деградации мРНК и болезни Паркинсона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к GIGYF2
Примечания/синонимы	GIFY2; PERQ2; PERQ3; PARK11; TNRC15; GIGYF2
Вид	Человек
GeneID (человек)	26058
GeneID	26058
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-500 человеческого GIGYF2 (NP_001096617.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6Y7W6
Молекулярная масса белка	150 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом