


Поликлональное Антитело К Gimap1 Для Вб, Ифа — Q8Wwp7

Артикул: CM0022758



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого GIMAP1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с крысой. Необходимо для исследования выживаемости лимфоцитов и биологии ГТФаз в селезенке и лимфатических узлах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GIMAP1 кроличье пАт
Примечания/псевдонимы	IAN2; IMAP1; HIMAP1; IMAP38; GIMAP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	170575
ID гена	170575
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 140-280 человеческого GIMAP1 (NP_570115.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q8WWP7
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодовой пакет