


Кроличыи Поликлональные Антитела К Gimap5 Для Wb, Elisa - Q96F15

Артикул: CM0030938



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к GIMAP5 человека, валидированные для методов WB и ELISA. Обнаруживают эндогенный белок в образцах человека, мыши и крысы. Необходимы для исследований развития Т-лимфоцитов и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к GIMAP5
Примечания/Синонимы	IAN4; IAN5; IROD; IAN-5; IMAP3; NCPH2; HIMAP3; IAN4L1; GIMAP5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55340
GeneID	55340
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-270 GIMAP5 человека (NP_060854.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96F15
Молекулярная масса	35 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет