

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gins2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y248

Артикул: CM0028601



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого GINS2 (PSF2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для исследований репликации ДНК, в частности комплекса хеликазы CMG. Перекрестно реагирует с человеческим белком. Предсказанная молекулярная масса 21 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GINS2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PSF2; Pfs2; HSPC037; GINS2
Вид	Человек
GeneID	51659
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-185 человеческого GINS2 (NP_057179.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y248
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	В пакете со льдом