


Анти-Gins4 (Sld5) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Brt9

Артикул: CM0030356



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GINS4 (SLD5) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет GINS4 человека, мыши и крысы, белок комплекса репликации ДНК. Идеально для исследований клеточного цикла и репликации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GINS4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SLD5, GINS4
Вид	Человек
ID гена	84296
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BRT9
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия доставки	С охлаждающими элементами