

Поликлональное Антитело Кролика Против GIP Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P09681

Артикул: CM0030091



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого GIP (желудочный ингибирующий полипептид/глюкозозависимый инсулиотропный полипептид). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований диабета и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GIP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GIP
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	2695
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-153 человеческого GIP (NP_004114.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09681
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом