

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Gipc1 Для Wb, Elisa - O14908

Артикул: CM0014781

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий GIPC1 (O14908), валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигнальных путей, связанных с G-белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к GIPC1
Примечания/синонимы	NIP; GIPC; IIP-1; OPDM2; TIP-2; SEMCAP; C19orf3; Hs.6454; GLUT1CBP; RGS19IP1; SYNECTIN; SYNECTIIN; GIPC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10755
GeneID	10755
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-333 человеческого GIPC1 (NP_005707.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14908
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом