

Поликлональное Антитело Против Gipc2 Для Вб И Ифа - Q8Tf65

Артикул: CM0013113



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное на человеческий GIPC2 (белок GIPC2, содержащий домен PDZ, SEMCAP2) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознает цитоплазматический белок размером ~34 кДа, экспрессия которого снижена при опухолях почки и толстой кишки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GIPC2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	SEMCAP2; SEMCAP-2; GIPC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	54810
ID гена	54810
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-315 человеческого GIPC2 (NP_060125.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TF65
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего элемента