

Поликлональные Антитела К Anti-Gipr Для Вб, Игг-П, Ифа — P48546

Артикул: CM0027349



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому GIPR (рецептор гастральному ингибирующему полипептиду), валидированные для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным GIPR. Идеально подходят для исследования сигналинга GIP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GIPR кроличьи поАт
Примечания/Альясы	PGQTL2; GIPR
Вид	Человек
GeneID (человек)	2696
GeneID	2696
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-138 человеческого GIPR (NP_000155.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48546
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Хладоэлемент