

Кроличья Моноклональная Антитела Против Girk2 (Kcnj6) Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P48051

Артикул: CM0006420

введение

Кроличья моноклональная антитела к GIRK2 (KCNJ6) — активируемому G-белком инварретном калиевому каналу. Валидирована для применения в WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; реагирует с белком человека и крысы. Подходит для изучения секреции инсулина и заболеваний, связанных с нарушением работы ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	GIRK2(KCNJ6) кроличья мкАт
Примечания/алиасы	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; GIRK2(KCNJ6)
Вид	Человек
GeneID	3763
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P48051
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет