

Анти-Git2 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14161

Артикул: CM0012840

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GIT2 (GTPase-activating protein GIT2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для изучения сигнальных путей GPCR и динамики цитоскелета. - Q14161

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GIT2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	PKL; CAT2; CAT-2; GIT2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9815
ID гена	9815
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-510 человеческого GIT2 (NP_476511.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14161
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом