


Поликлональные Кролины Антитела К Лиганду Gitr/Tnfsf18 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ung2

Артикул: CM0027827



введение

Поликлональные кролины антитела против человеческого лиганда GITR (TNFSF18), также известного как AITRL/GITRL. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с мышью и крысой. Для исследований активации Т-клеток и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Лиганд GITR/TNFSF18 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	TL6; AITRL; GITRL; TNLG2A; hGITRL; Лиганд GITR/TNFSF18
Вид	Человек
Идентификатор гена	8995
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-177 человеческого лиганда GITR/TNFSF18 (NP_005083.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNG2
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом