

Поликлональное Антитело Anti-Gja4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P35212

Артикул: CM0023301

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок GJA4 (Коннексин-37), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к белку крысы. Идеально для исследований щелевых контактов и межклеточной коммуникации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GJA4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CX37; GJA4
Вид	Человек
GeneID (человек)	2701
GeneID	2701
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 229-333 человеческого белка GJA4 (NP_002051.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P35212
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом