

Поликлональное Антитело Против Gja5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P36382

Артикул: CM0029216

введение

Кроличье поликлональное антитело против GJA5 (Коннексин-40, CX40), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет GJA5 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований щелевых контактов и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GJA5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CX40; AТFB11; GJA5
Вид	Человек
GeneID	2702
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 229-358 человеческого GJA5 (NP_859054.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36382
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом