

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Gja5/Cx40 Для If/Icc, Elisa - P36382

Артикул: CM0017605

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий GJA5/коннексин-40, валидированное для IF/ICC и ELISA. Подходит для изучения функции щелевых контактов, сердечно-сосудистой биологии и клеточной коммуникации в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GJA5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CX40; ATFB11; GJA5
Вид	Человек
GeneID (человек)	2702
GeneID	2702
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 229–358 человеческого GJA5 (NP_859054.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P36382
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом