


Кроличья Поликлональная Антитела К Gjb1 Для Вб И Ифа - P08034

Артикул: CM0017407



введение

Кроличья поликлональная антитела к человеческому GJB1 (Коннексину-32) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает GJB1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований щелевых контактов, болезни Шарко-Мари-Тута и нейропатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GJB1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	CMTX; CX32; CMTX1; GJB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2705
ID гена	2705
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 214-283 человеческого GJB1 (NP_000157.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08034
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Холодильный пакет