

Поликлональные Антитела Против Gjb3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75712

Артикул: CM0026459

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против GJB3 (Коннексин-31). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. Подходят для исследований потери слуха и кожных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GJB3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EKV; CX31; DFNA2; EKVp1; DFNA2B; GJB3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2707
GeneID	2707
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого GJB3 (NP_076872.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75712
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом