


Кроличье Rab Против Gjd2 - Q9UKL4

Артикул: CM0030873



введение

Кроличье rAb против GJD2 детектирует белок щелевого контакта дельта-2 (коннексин-36) у человека, мыши, крысы с помощью вестерн1 блоттинга, ИФА. Мишень экспрессируется в нейрональных щелевых контактах, ~36 кДа. Подходит для исследований в нейронауках и изучения межклеточной коммуникации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против GJD2
Примечания/Альтернативные названия	CX36; GJA9; GJD2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57369
ID гена	57369
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-197 человеческого GJD2 (NP_065711.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKL4
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом