

Поликлональное Антитело Против Gk2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q14410

Артикул: CM0022512

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GK2 (Глицеролкиназа 2, тестис-специфичная). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Полезно для исследований мужской фертильности и сперматогенеза, включая формирование митохондриальной оболочки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GK2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GKP2; GKTA; GK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2712
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14410
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	В сумке со льдом