

Поликлональное Антитело Anti-Gkn1 Для Wb, Elisa - Q9Ns71

Артикул: CM0013403

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GKN1, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Гастрокин-1 представляет собой митогенный белок, участвующий в поддержании целостности слизистой оболочки желудка. Идеально подходит для исследований желудочно-кишечного тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело GKN1
Примечания/синонимы	FOV; CA11; AMP18; BRICD1; foveolin; GKN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	56287
GeneID	56287
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NS71
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом