

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Glb1L3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nci6

Артикул: CM0015957

введение

Данное кроличье поликлональное антитело против человеческого GLB1L3 (белка, подобного бета-галактозидазе-1, 3) валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА и перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Важный инструмент для исследования активности гликозидаз и метаболизма ганглиозидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLB1L3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GLB1L3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	112937
GeneID	112937
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-290 человеческого GLB1L3 (NP_001073876.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NCI6
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом