

Поликлональные Антитела Против Glcс Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa — P23378

Артикул: CM0029178



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому GLDC, валидированные для анализов WB, IF/ICC, IP и ELISA. Реагируют перекрестно с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования метаболизма глицина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLDC кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	GCE; GCSP; HYG1; GLDC
Вид	Человек
ID гена (человек)	2731
ID гена	2731
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 36-290 человеческого GLDC (NP_000161.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23378
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Аккумулятор холода