

Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Gldc Для Wb, Ihc-P, Elisa - P23378

Артикул: CM0006902



введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого GLDC (GCE/GCSP), митохондриального Р-белка системы расщепления глицина. Подходят для WB, IHC-P, ELISA и перекрестно реагируют с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLDC Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GCE; GCSP; HYGN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2731
ID гена	2731
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 580-749 человеческого GLDC (NP_000161.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23378
Молекулярный вес белка	113кДа
Доставка	Сумка со льдом