

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Gldc Для Wb, If, Ihc, Elisa — P23378

Артикул: CM0019085



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого GLDC, подходящее для WB, IF, IHC-P и ELISA. Валидировано для человека, мыши и крысы. Нацелено на митохондриальную глицин-декарбоксилазу.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLDC Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GLDC; GCE; GCSP; HYGN1; глицин-декарбоксилаза
Вид	Человек
GeneID (человек)	2731
GeneID	2731
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 580–749 человеческого GLDC (NP_000161.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23378
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия транспортировки	Хладагент