

Поликлональное Антитело Rabbit Polymab® Против GlcD Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — P23378

Артикул: CM0009874



введение

Высокоэффективное поликлональное антитело Rabbit PolymAb® против GLDC, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на глицин-дегидрогеназу митохондрий для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLDC Rabbit PolymAb®
Примечания/синонимы	GCE; GCSP; HYGN1
Вид	Человек
Идентификатор гена	2731
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 580-749 человеческого GLDC (NP_000161.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23378
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом