

Поликлональное Антитело Anti-Gle1 Для Wb, Elisa - Q53Gs7

Артикул: CM0015325



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого GLE1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Позволяет исследовать механизмы экспорта мРНК и биологию комплекса ядерной поры. Необходимо для исследований нуклеопоринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLE1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LCCS; CAAHC; CAAHD; GLE1L; LCCS1; hGLE1; GLE1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2733
GeneID	2733
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого GLE1 (NP_001003722.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q53GS7
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом