

Кроличья Поликлональная Антитела Против Gli1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08151

Артикул: CM0031055



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против Gli1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Определяют Gli1 человека, мыши и крысы — ключевой транскрипционный фактор сигнального пути Hedgehog, играющий важную роль в развитии и онкологических заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gli1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	Gli1; PPD1; PAPA8; Gli1
Вид	Человек
ID гена	2735
Иммуноген	Рекомбинантный белок Gli1 человека
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08151
Молекулярная масса белка	118 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом