

Моноклональное Антитело Против Gli2 Для If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa — P10070

Артикул: CM0006773

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против GLI2, валидированное для IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути Hedgehog и исследований HTLV-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLI2 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2736
GeneID	2736
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 1100–1200 человеческого GLI2. (NP_005261.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10070
Доставка	Холодильный пакет