

Поликлональное Антитело Против Gli2 Для Вестерн-Блота, Ифа - P10070

Артикул: CM0026024

введение

Кроличье поликлональное антитело к Gli2, подходит для Вестерн-блота и ИФА, имеет перекрестную реактивность с мышиным и крысиным Gli2. Направлено на транскрипционный фактор Gli2, участвующий в сигнальном пути Хеджхог и развитии организма. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gli2 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	Gli2; CJS; hPE9; PHS2; THP1; THP2; Gli2
Вид иммуногена	Мышь
GeneID (человек)	2736
GeneID	14633
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-175 Gli2 мыши (mus musculus) (NP_001074594.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P10070
Молекулярная масса белка	168 кДа
Доставка	С ледяным пакетом