

Поликлональные Антитела Против Gli2 Для Wb, Elisa - P10070

Артикул: CM0024629

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против GLI2 (ID гена 2736, SWISS P10070), валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для исследований сигнального пути Smoothened и факторов транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLI2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
Вид	Человек
ID гена	2736
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1100-1200 человеческого GLI2 (NP_005261.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10070
Молекулярный вес белка	168 кДа
Доставка	Сумка со льдом