


Поликлональные Антитела Против Gli3 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10071

Артикул: CM0016296



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GLI3, валидированные для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения сигнального пути хеджhog и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLI3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; GLI3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2737
GeneID	2737
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 681-788 человеческого GLI3 (NP_000159.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10071
Молекулярный вес белка	170kDa
Доставка	Сумка со льдом