

Поликлональное Антитело Кролика Против Glis3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nea6

Артикул: CM0017855

введение

Поликлональное антитело кролика против GLIS3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает GLIS3 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований транскрипции и диабета. - Q8NEA6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против GLIS3 (GLIS3 Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	NDH; ZNF515; GLIS3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	169792
GeneID	169792
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 606-775 белка GLIS3 человека (NP_689842.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NEA6
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом