

Моноклональное Антитело Anti-Glo1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q04760

Артикул: CM0010507



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого GLO1 (лактозилглутатион-лиаза), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения детоксификации глиоксалазой и путей передачи сигнала NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLO1 Кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	GLYI; GLOD1; HEL-S-74; GLO1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2739
ID гена	2739
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого GLO1 (Q04760).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT ID	Q04760
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом