

Поликлональные Антитела Против Glod4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Hc38

Артикул: CM0027538



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GLOD4 (белок, содержащий домен глиоксалазы 4). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь. Подходят для исследований митохондрий и изучения глиоксалазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLOD4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; GLOD4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51031
GeneID	51031
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 179-298 человеческого GLOD4 (NP_057164.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9HC38
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент