

Анти-Гломулин (Glmn) Поликлональные Антитела Для Wb, Elisa - Q92990

Артикул: CM0017295



введение

Кроличьи поликлональные антитела против Гломулина (GLMN), валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Необходимы для регуляции SCF убиквитин-лигазы и развития сосудистой системы. Идеальны для исследований IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLMN кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FAP; GVM; GLML; FAP48; FAP68; FKBPAP; VMGLOM; GLMN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11146
GeneID	11146
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 405-594 человеческого GLMN (NP_444504.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92990
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Со льдом