


Поликлональные Антитела Против Glp1R Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P43220

Артикул: CM0017491



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GLP1R (рецептор ГПП-1). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с человеческим и крысиным белками. Подходят для исследований диабета, ожирения и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GLP1R Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GLP-1; GLP-1R; GLP-1-R; GLP1R
Вид	Человек
ID гена	2740 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-116 человеческого GLP1R (NP_002053.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P43220
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом