


Поликлональные Антитела Против Glp1R Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P43220

Артикул: CM0030131



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GLP1R, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦК, ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследования сигналинга рецептора глюкагоноподобного пептида-1 и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GLP1R Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GLP-1; GLP-1R; GLP-1-R; GLP1R
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2740
GeneID	2740
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого GLP1R (NP_002053.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P43220
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	В ледяном пакете